

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАСАЖЕР ДЛЯ ТІЛА
Модель: OR-MS26

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці! Велике спасибі Вам за купівлю продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.

<http://www.orion.ua>

Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій, і збережіть її на майбутнє.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Перед використанням приладу перевірте, щоб напруга розетки електромережі співпадала з напругою, зазначеною на приладі.
2. Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Прилад не може бути використаний для лікування і замість медичних препаратів. Якщо ви перебуваєте під медичним наглядом, обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем перед використанням приладу.
4. Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
5. Якщо прилад упав у воду, вимкніть його негайно з мережі живлення - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтеся до води.
6. Не залишайте прилад без нагляду під час роботи, коли він підключений до мережі.
7. Не користуйтеся приладом, якщо виявлено пошкодження шнура, виделки чи інших частин.
8. Заборонено самостійно ремонтувати прилад. Віднесіть прилад до сервісного центру.
9. Тримайте прилад і вимикайте його з мережі тільки сухими руками.
10. Вимикаючи прилад з мережі, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
11. Слід бути вкрай уважним, коли прилад використовується біля дітей.
12. Використовуйте прилад тільки в цілях, описаних в даній Інструкції з експлуатації.
13. Прилад призначений тільки для домашнього використання.
14. Використовуйте тільки ті насадки, які входять у комплект.
15. Не користуйтеся та не зберігайте прилад поблизу гарячих поверхонь/предметів.
16. Не намотуйте шнур навколо приладу.
17. Завжди вимикайте прилад з мережі після використання, перед чищенням.
18. Не користуйтеся приладом поза приміщенням.
19. Не користуйтеся приладом у ванних кімнатах, душових, біля води.
20. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

УВАГА!

1. Не користуйтеся приладом, якщо у вас підвищена температура, надчутливим шкіра, порушений кровообіг, присутні набряки, запалення і виразки на шкірі, проблеми з серцем.
2. Не користуйтеся приладом після серйозних ушкоджень м'язів, фізичних травм. Проконсультуйтеся спочатку з лікарем.
3. Припиніть використання масажера, якщо після його застосування виникає біль або припухлість шкірних покривів. Зверніться до лікаря для обстеження.
4. Не користуйтеся приладом, якщо у вас є захворювання вен (флебіт, тромбоз, варикозне розширення), пошкоджені або запалені шкірні покриви (свіжі, відкриті рани), забиті місця.
5. Не масажуйте область живота під час вагітності. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед використанням приладу.
6. Якщо ви прийняли їжу, приладом дозволено користуватися тільки через 60 хвилин.
7. Уникайте безперервного масажу однієї і тієї ж області протягом тривалого часу (більше 15 хвилин).

ДЕТАЛІ



Роликова та хвилясті насадки забезпечують масаж всього тіла: спини, плечей, рук, ніг, стегон, шиї.

Ви можете масажувати тіло через одяг, але найкращий ефект досягається при масажі оголеного тіла.

Знімати/одягати насадки необхідно, коли прилад вимкнений.

Насадки:

- 1 - хвиляста насадка
- 2 - роликова насадка
- 3 - захисна насадка (використовується з хвилястою в тих місцях, де волосся може потрапити у пристрій)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Даний масажер призначений для:

- розслаблення й зняття напруги в м'язах,
- зняття почуття загальної втоми,
- усунення болю у шиї та спині,
- підвищення тону організму,
- зняття стресу і втоми.

Застосування:

1. Встановіть необхідну насадку.
2. Увімкніть прилад у мережу.
3. Поверніть вмикач за годинниковою стрілкою для увімкнення приладу.
4. Для збільшення швидкості роботи повертайте вмикач за годинниковою стрілкою. Для зменшення швидкості - проти годинникової стрілки.
5. Тримайте прилад за ручку, виконайте масаж.
6. Для вимкнення приладу поверніть вимикач проти годинникової стрілки до упору і вийміть вилку з розетки.

Примітка!

- Здійснюючи масаж поблизу волосся використовуйте захисну насадку (захисна насадка одягається поверх хвилястої насадки).
- При використанні роликів насадки можна використовувати масло для масажу, крем для тіла.
- Для більш ефективної дії масажера необхідно переміщувати його повільно і рівномірно, плавними круговими рухами або рухами вперед і назад, не прикладаючи надмірного тиску.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад з електромережі і дайте йому повністю охолонути. Протріть корпус масажера спочатку злегка вологою, а потім сухою м'якою тканиною.
- Не використовуйте абразивні м'які засоби, розчинники і агресивні рідини.
- Насадки можна мити водою з м'якими миючими засобами. Перед використанням насадки повинні бути сухими.
- Не опускайте прилад у воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Джерело живлення: 220-240В
- Потужність: 15Вт
- Номінальний струм: 0,07А
- Ступінь захисту від вологи: IPX0
- Вага нетто/брутто: 1025г/1100г
- Габаритні розміри виробу: 230X180X105мм
- Габаритні розміри коробки: 240X178X110мм
- Колір: білий/фіолетовий

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Масажер для тіла OR-MS26 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрседро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації — 12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-MS26

Основне призначення: Масажер для тіла

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: 2011 рік

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE

Вага нетто: 1025 г

Вага брутто: 1100 г

Колір: білий/фіолетовий