

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАГИ МЕХАНІЧНІ ПІДЛОГОВІ

Модель: OS0020M

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій приладу, і збережіть її на майбутнє.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
- Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Не ставте прилад біля обігрівальних приладів, не піддавайте прилад різким перепадам температури, дії прямих сонячних променів, підвищеної вологості.
- Нічого не кладіть на прилад зверху, якщо Ви не будете ним користуватися тривалий час.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Прилад не призначений для використання в комерційних цілях. У разі використання приладу в комерційних цілях продавець не несе відповідальності за роботу приладу, а прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальна вага вимірювання: 130кг
- Ціна поділки шкали: 1 кг
- Вимірювання в кілограмах
- Компактний та стильний дизайн
- Колір: зелений
- Вага нетто/брутто: 1,22кг/1,35 кг
- Розміри пристрою: 24.3x26.8x4.2см
- Розміри коробки: 28.4x26.4x5.3см

ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Ставте прилад на рівну та стійку поверхню.
- Завжди зважуйтеся на одному і тому ж місці, на одній і тій же поверхні. Нерівні поверхні можуть вплинути на точність вимірювання ваги.
- Зніміть зайвий одяг та взуття перед зважуванням. Радимо зважуватися перед вживанням їжі та вранці.
- Акуратно користуйтеся вагами. Не стрибайте на вагах та не впускайте їх.
- Не ставайте на ваги мокрими ногами.
- Щоб уникнути отримання травм, не ставайте на краї ваг.
- Стрілку пристрою необхідно відрегулювати на нуль "0" за допомогою кнопки, яка знаходиться на корпусі ваг.
- Ставайте на ваги прямо, не нахилиючись вперед або назад, рівно розподіливши Вашу вагу.



Допустима похибка:

| | |
|---------|--------------|
| 0-65 кг | ±1.2 поділок |
| >65кг | ±2.0 поділок |

ДОГЛЯД

- Ретельно витирайте ваги чистою і злегка вологою тканиною.
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, сталеві щітки.
- Зберігайте ваги в прохолодному місці.
- Зберігайте ваги в горизонтальному положенні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ваги механічні підлогові
- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон
- Інформаційний лист ORION

Зберігання, транспортування, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих речовин і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Ваги механічні підлогові OS0020M відповідають затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua

Найменування: ORION OS0020M

Основне призначення: ваги механічні підлогові

Виробник: Орion Електронікс Лтд, вул. Ясберени, буд. 29, м. Будапешт, Угорщина, 1106, Тел.: +(361)262 8067

Виготовлено на замовлення Орion Китай Лтд у КНР,

вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, 201103

www.orion.ua/support@orion.ua

Дата виготовлення: жовтень 2012

Гарантійний строк експлуатації: 1 рік

Строк служби: 1 рік

Строк придатності: 3 роки

Гарантійне обслуговування та сервіс: адреси сервісних центрів зазначені у Гарантійному талоні

