

ORION®

ORION ELECTRONICS LTD (EUROPE)

SPA ЭЛЕКТРОГРЕЛКА С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: ORION OWP20F



Уважаемые покупатели, спасибо за ваш выбор электрогрелки для ног ORION. Перед использованием прибора, пожалуйста, прочитайте внимательно данную Инструкцию и храните ее в доступном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте инструкцию от начала до конца.

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током

- После каждого использования и перед чисткой всегда выключайте прибор, извлекайте сетевой шнур с розетки.
- Никогда не дотрагивайтесь к электрическим предметам, которые попали в воду. Сперва, немедленно отключите сетевой шнур с розетки.
- Запрещается эксплуатация в ванной, под душем.
- Запрещается эксплуатация и хранение прибора в местах, где он может упасть в воду или другие жидкости.

ВНИМАНИЕ: чтобы уменьшить риск возникновения ожога, пожара, удара электрическим током, телесных повреждений:

- Запрещается оставлять прибор без надзора, если он включен в сеть. Всегда отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь, и перед чисткой.
- Чтобы отключить прибор, переместите кнопки переключателя в позицию OFF, вытяните сетевой шнур с розетки.
- Будьте предельно внимательны, если прибор используется детьми или инвалидами, или недалеко от них.
- Используйте прибор только по назначению. Не пользуйтесь дополнительными аксессуарами, не входящими в комплект.
- Запрещается эксплуатация прибора в случае повреждения сетевого шнура, если прибор не работает должным образом, упал в воду. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните прибор за сетевой шнур.
- Запрещается эксплуатация прибора под покрывалом, чтобы избежать возможного перегрева, возникновения пожара, поражения электрическим током.
- **Не рекомендуется эксплуатация прибора дольше 15 минут. Интенсивное использование может привести к перенагреванию. В случае**

перенагревания, немедленно прекратите эксплуатацию и дайте прибору полностью остыть перед следующим использованием.

- Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия.
- Запрещается эксплуатация прибора в помещениях, где были использованы аэрозоли или применялся кислород.
- Запрещается эксплуатация прибора вблизи микроволновых печей или других источников тепла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не используйте прибор дольше 15 минут.
- Никогда не используйте массажер, как заменитель медицинского массажа. Длительное недомогание и симптомы могут служить признаком более серьезного положения.
- Никогда не используйте массажер непосредственно на открытых ранах или ушибах.
- Запрещается эксплуатация детьми до 12 лет.
- Запрещается эксплуатация беременным, людям с повышенным давлением и сердечными приступами.
- Запрещается эксплуатация во время сна.
- Запрещается эксплуатация возле глаз или других высокочувствительных зон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Чтобы включить функцию массажа, переместите кнопку MASSAGE на переключателе. HI – интенсивный массаж, LO – умеренный массаж. Чтобы отключить функцию, переместите кнопку MASSAGE в позицию OFF.
- Чтобы включить функцию обогрева, переместите кнопку HEAT в позицию ON, чтобы отключить - в позицию OFF.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Данный прибор не содержит обслуживаемых деталей. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните прибор в упаковочной коробке в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ORION OWP20F

Размер: 28 x 30,5 x 24см

Материал: полиэстер 100%

Вес нетто: 0,56кг

Цвет: черный

Длина шнура переключателя: 75см

Длина сетевого шнура: 180см

Напряжение питания (AC): 230V~50Гц

Выходное напряжение (DC): 12В

Максимальная сила тока: 600мА

Степень защиты: II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что вы обратите на это внимание.

Дополнительна информация на сайте компании www.orion.ua